

DERMIX

SYSTEM



DERMIX SYSTEM · LÁSER DE DIODO PARA ENDOLÁSER

DOS LONGITUDES DE ONDA. UN SOLO EQUIPO.

LÉVILIF

ENDOLÁSER · 980 - 1470 NM

PRECISIÓN LÁSER PARA SU CLÍNICA

POR QUÉ DOS LONGITUDES DE ONDA

980 nm

Afinidad por la hemoglobina: trabajo vascular y coagulación.

1470 nm

Afinidad por el agua del tejido: endoláser, lipólisis láser, tensado con fibra y ablación.



TRES MODOS DE EMISIÓN

CW

Continuo

Energía sostenida durante toda la activación.

PW

Pulsado

Energía en pulsos separados por pausas, para un control térmico más fino.

SSW

Disparo único

Un solo pulso aislado, para trabajo puntual.

TODO LO QUE NECESITA PARA COMPARAR.



PARÁMETRO	VALOR
Longitudes de onda	980 nm · 1470 nm
Haz piloto	Rojo, 635 / 650 nm
Potencia	980 nm: 30 W · 1470 nm: 17 W
Modos de emisión	Continuo (CW) · Pulsado (PW) · Disparo único (SSW)
Ancho y duración de pulso	0,01 – 1 s
Transmisión	Fibra óptica de cuarzo
Fibras	400 µm · 600 µm · 800 µm
Cánulas	12 cm · 16 cm · 20 cm
Clasificación	Clase IV · parte aplicada tipo B
Peso bruto	8 kg
Medidas del embalaje	47 × 38 × 23 cm

Las especificaciones pueden cambiar; la cotización confirma la configuración del equipo.

APLICACIONES

ENDOLÁSER PRIMERO. Y MÁS SERVICIOS EN SU CLÍNICA.

ENDOLÁSER · ENDOLIFTING

La fibra lleva la energía por debajo de la piel: lipólisis láser y tensado con fibra, en consultorio.

ADEMÁS

VASCULAR	COAGULACIÓN	ABLACIÓN
ONICOMICOSIS	ODONTOLOGÍA	FISIOTERAPIA



Equipo de uso profesional. Cada procedimiento se realiza según la licencia de quien lo aplica y la normativa vigente donde ejerce.



LA CASA

SOLICITE SU COTIZACIÓN.

Atendemos por correo y desde esta web. Escribanos y le respondemos con la cotización y las condiciones.

COTIZACIONES

ventas@dermixsystem.com

INFORMACIÓN

info@dermixsystem.com

WEB

dermixsystem.com/es

DERMIX
SYSTEM

PRECISIÓN LÁSER PARA SU CLÍNICA

Equipo de uso profesional.

© 2026 DERMIX System. Todos los derechos reservados.